

پیام های بهداشتی کنترل عفونت در آبان ۱۴۰۰

پیام بهداشتی کنترل عفونت شماره ۹-۱۷/۸/۱۴۰۰

* نحوه استفاده از محلول سطح متوسط

نام محلول: اسپری آماده به مصرف (سپتی سورفیس)

موارد استفاده: اسپری آماده مصرف جهت ضدعفونی و پاک کنندگی سطوح و تجهیزات بهداشتی، پزشکی و دندانپزشکی

مواد تشکیل دهنده: هگزامتیلن بیس کلروفنیل بیگوانید (کلرهگزیدین دی گلوکونات) - آلکیل بنزیل دی متیل آمونیوم کلراید - اتانول

شکل ظاهری: بی رنگ - متمایل به صورتی

قابلیت اشتعال: غیر قابل اشتعال

میزان حلالیت در آب: محلول

خواص اسیدی-بازی: خنثی

پایداری: در صورتیکه مطابق با دستورالعمل مصرف شود، تجزیه حرارتی رخ نمی دهد

شرح و کاربرد محصول: اسپری ضدعفونی کننده سریع الاثر به همراه قابلیت پاک کنندگی جهت مصارف سطوح و تجهیزات و ابزارآلات

سپتی سورفیس محصولی است که با بهره گیری از سه نوع ضدعفونی کننده قدرتمند، قادر به از بین بردن طیف وسیعی از میکروارگانیسمها مانند باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی و ویروسها و قارچ ها میباشد. از ویژگیهای برجسته این محصول پایداری و اثرات ماندگار آن در محل استفاده میباشد و همچنین علاوه بر خاصیت ضدعفونی کنندگی، قابلیت آلودگی زدایی و رفع لکه های روی سطوح را نیز دارد.

این محلول در سطوح حاوی خون و بافت های پروتئینی قادر به ادامه فعالیت ضدعفونی میباشد.

دستورالعمل مصرف:

اسپری سپتی سورفیس آماده مصرف است و نیازی به رقیق سازی ندارد. مقدار مناسبی از محلول را روی سطوح آلوده اسپری کرده و در ابتدا به عنوان پاکسازی با **تنظیف** پاک نموده (یادآور میگردد قدرت پاکسازی و لکه بری بسیار خوبی دارد) و سپس مجدد اسپری نموده و اجازه دهید خشک شود.

این محلول در مدت **1 الی 2 دقیقه** فعالیت ضد میکروبی خود را اعمال میکند.

اطلاعات زیست محیطی: این محصول بدلیل تبخیر سریع، هیچ نوع باقیمانده ای در طبیعت باقی نمی گذارد و آلوده کننده محیط زیست نمی باشد. ضمناً" به دلیل آنکه این محصول یک Mix و ترکیب ساده بوده و تولید آن نیازمند فرایندهای شیمیایی نیست و همچنین پساب گازهای سمی و خطرناک ندارد، هیچ خطری محیط اطراف را از این بابت تهدید نمی نماید.

تهیه کننده: مریم نصراله (سوپروایزر کنترل عفونت) - بیمارستان بزرگ دزفول (دکتر گنجویان)